



Freestyle libre®

Le Système Flash d'auto surveillance du glucose FreeStyle Libre® est destiné aux personnes (âges de 4 ans et plus) atteintes de diabète. Il mesure automatiquement les taux de glucose dans le liquide interstitiel et les enregistre en permanence, nuit et jour. Un scan est nécessaire toutes les 8h pour éviter une rupture de la courbe de glycémie.

L'application gratuite Libre Link® (disponible sur Android®, indisponible sur iPhone®) sert à scanner les glycémies, elle contient plus de données que sur le lecteur mais n'est pas téléchargeable sur le logiciel.

Il est possible d'utiliser le lecteur et l'application mais il faut d'abord activer le capteur en le scannant avec le lecteur.

Recommandations d'utilisation

Il est recommandé de poser le freestyle libre à l'arrière du bras. Il est déconseillé aux enfants de moins de 4 ans.

Le capteur supporte la piscine moins de 30 minutes.

La fiabilité du capteur est établie au maximum à partir d'une journée.

Lors d'un scan de glycémie, possibilité d'ajouter un commentaire à celle-ci pendant 15min.

L'assistant bolus est possible avec un accès pro

Disfonctionnements et SAV

Si le capteur présente un disfonctionnement ou s'il se décolle, il faut contacter le SAV pour échange. Bien garder le numéro de série et contacter le numéro vert.

0800 10 11 56 (gratuit depuis un poste fixe de 8h à 18h30)

Problèmes de décollements et/ou allergie : Askina barrier skin